

نحوه ورود و آپلود فایل های رادیولوژی در سامانه جامع مدیریت دیونوی شرکت دایوپارس

پس از تهیه فایل CBCT به ترتیب موارد زیر را انجام دهید:

- ۱- آدرس panel.dionavi.ir را وارد نمایید.
 - ۲- نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمایید.
 - ۳- نام بیمار مورد نظر را تایپ نموده و جستجو نمایید.
 - ۴- بر روی گزینه مشاهده کلیک نمایید.
 - ۵- بر روی گزینه مرکز رادیولوژی کلیک نمایید.
 - ۶- تیک گزینه "تهیه CBCT" را بزنید.
 - ۷- بر روی گزینه "مدیریت فایل" کلیک نمایید.
 - ۸- بر روی علامت  کلیک نمایید.
 - ۹- در صفحه باز شده، فایل مورد نظر را از سیستم خود انتخاب نموده و بر روی گزینه "Open" کلیک نمایید.
 - ۱۰- منتظر بمانید تا فایل آپلود شود و پیغام "آپلود با موفقیت به پایان رسید" نمایش داده شود.
توجه: بسته به حجم فایل و سرعت اینترنت شما زمان آپلود متفاوت خواهد بود.
 - ۱۱- بر روی گزینه "بازگشت" کلیک نمایید.
 - ۱۲- تیک گزینه "آپلود فایل CBCT" را بزنید.
 - ۱۳- بر روی گزینه "تایید نهایی" کلیک نمایید.
- توضیح:** در صورتی که می خواهید چند فایل را باهم آپلود نمایید، می توانید در مرورگر خود چند صفحه را باز نموده و وارد سامانه شوید.
- در صورت داشتن سوال با شماره ۴۲۸۹۳-۰۲۱ داخلی ۹۹۹ تماس حاصل فرمایید.

با سپاس